



**Dispositif inertiel pour la tonification et
la rééducation du plancher pelvien.**

C.N. 165890.6

¿QUÉ ES EL
SUELO PÉLVICO?

WHAT IS THE PELVIC
FLOOR?

QU'EST-CE QUE LE
PLANCHER PELVIEN ?

Boltex
INERTIAL

QU'EST-CE.

Le plancher pelvien est formé de l'ensemble des éléments musculo-aponévrotiques contrôlés par le système nerveux..

FONCTIONS.

Le soutien des viscères au repos, l'amortissement de la pression abdominale durant l'effort, et la contribution aux **mécanismes de continence** et d'excrétion (urinaire et fécale) et à la fonction sexuelle.

L'exécution correcte de toutes ces fonctions dépendra en grande partie de l'intégrité et de la force des muscles qui le forment (les fibres de type I, responsables du tonus Musculaire et les fibres de type II, qui contribuent à la fermeture volontaire des sphincters).

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE DE L'AFFAIBLISSEMENT

LA GROSSESSE

L' ACCOUCHEMENT

LA MÉNOPAUSE

LE SPORT (d'impact, l'aérobic, le jogging)

MÉTIERS À RISQUES

AUTRES...(Obésité, constipation)



¿QUÉ ES EL
SUELO PÉLVICO?

WHAT IS THE PELVIC
FLOOR?

QU'EST-CE QUE LE
PLANCHER PELVIEN ?

Boltex
INERTIAL

INCONTINENCE URINAIRE, pathologie d'un Plancher Pelvien affaibli.

Les données et les statistiques montrent que **1/3** des femmes souffrent d' **Incontinence Urinaire (I.U.)**.

Un 58% de ces femmes souffrent les I.U. d'effort et I.U. mixte, qui peuvent s'améliorer et se rééduquer avec l'utilisation du dispositif **BOLTEX Inertial**.

Le segment des femmes que nous considérons comme utilisatrices principales de notre dispositif serait celui qui comprend les 30-60 ans. Soit pour une utilisation préventive, ou bien comme une rééducation des muscles du Plancher Pelvien.



¿QUÉ ES EL
SUELO PÉLVICO?

WHAT IS THE PELVIC
FLOOR?

QU'EST-CE QUE LE
PLANCHER PELVIEN ?

Boltex
INERTIAL

L'INCONTINENCE URINAIRE: pathologie du Plancher Pelvien affaibli.



Rang d'âges		2012	2013	2014	2015	2016
30-40		3.815.149	3.763.347	3.693.719	3.606.495	3.505.709
40-50		3.615.050	3.649.793	3.684.979	3.720.241	3.752.974
50-60		2.983.386	3.057.839	3.131.088	3.202.812	3.271.968
Total		10.413.585	10.470.979	10.509.786	10.529.548	10.530.651

Taille du segment avec I.U.	32%	3.332.347	3.350.713	3.363.132	3.369.455	3.369.808
Taille. Seg. IU effort	25%	833.087	837.678	840.783	842.364	842.452
Taille. Seg. IU mixte	33%	1.099.675	1.105.735	1.109.833	1.111.920	1.112.037
Taille du segment objectif	58%	1.932.761	1.943.414	1.950.616	1.954.284	1.954.489

¿Qué es Boltex Inertial?

What is Boltex Inertial? / Qu'est ce que Boltex Inertial?

Boltex
INERTIAL

QU'EST-CE.

Il s'agit d'un produit sanitaire conçu pour tonifier et rééduquer le plancher pelvien chez la femme

DESIGN BREVETÉ ET EXCLUSIF.

Se caractérise par la présence de cellules hexagonales à la surface interne du sphéroïde; ces cellules confèrent au Boltex Inertial des propriétés uniques en permettant une stimulation effective de la musculature du plancher pelvien





¿Qué es Boltex Inertial?

What is Boltex Inertial? / Qu'est ce que Boltex Inertial?

Boltex
INERTIAL

L'efficacité d'un dispositif BOLTEX Inertial.

Sur le graphique d'accélérométrie, il est possible de comparer **Boltex Inertial**, doté d'une sphère intérieure qui vient heurter la carcasse (graphique supérieur), et un dispositif d'inertie dans lequel la sphère intérieure ne produit pas d'impact mais roule (autres modèles du marché, graphique inférieur). Suite à l'impact, une vibration se produit, qui provoque en réponse une activité tonique réflexe de la musculature périnéale.




¿Qué es Boltex Inertial?

What is Boltex Inertial? / Qu'est ce que Boltex Inertial?

Boltex
INERTIAL

L'efficacité d'un dispositif BOLTEX Inertial.

La stimulation mécanique de Boltex, en complément des exercices de contraction volontaire (Kegel), renforce l'efficacité de la tonification. Sur la première partie du graphique, on peut observer la tonification progressive des muscles du plancher pelvien grâce à la stimulation mécanique vibratoire; sur la seconde, la stimulation mécanique est désactivée et sur la troisième, on réactive la stimulation mécanique, en l'accompagnant d'exercices de contraction volontaire (Kegel).



SORTE DE MATÉRIAUX

Boltex Inertial est un dispositif à usage médical conforme aux normes sanitaires en vigueur. Les matériaux employés dans sa fabrication ont été testés et respectent les exigences requises en matière de biocompatibilité.

Idéal pour l'insertion et l'extraction et garantissent la commodité, il est complètement hermétique et sa paroi extérieure lisse évite l'accumulation de résidus et de bactéries, et facilite son nettoyage.

1. BOULE INTERNE : Recouverte de silicone afin d'éliminer le bruit.

2. SPHÉROÏDE : PC/ABS qui assure une meilleure transmission de la vibration.

3. CORDON: TPE garantit une bonne qualité médicale et de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires.



Indicaciones de Uso

Instructions for Use / Instructions d'Utilisation

Boltex
INERTIAL



- Traitement de l'incontinence urinaire d'effort.
- Traitement de l'incontinence urinaire mixte (incontinence d'effort et incontinence impérieuse).
- Prévention après accouchement vaginal.
- Prévention de prolapsus des organes pelviens à la ménopause.
- Traitement des dysfonctionnements sexuels issus du manque de tonus des MPP (diminution de la sensibilité et de l'intensité de l'orgasme).
- Traitement complémentaire à la chirurgie pelvienne (pré et postopératoire).
- Prévention de la perte de tonus chez les femmes qui pratiquent des activités physiques et sportives à fort degré d'impact.

Boltex
INERTIAL



Pelvic System Care

Bexen medical

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR

Bº Zikuñaga, 57-F, Pol. Ind. Ibarluze

20120 Hernani (Gipuzkoa)- Spain

Tel +34 943 335020

www.bexenmedical.com

Email: expediciones@bexenmedical.com

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Av. Altos Hornos de Vizcaya, 33 Ed. Ilgner

48902 Barakaldo-Bizkaia

www.pelvicsystemcare.com

C.N. 165890.6

